

DSA Dental Stand Alone

Getoetst aan de praktijk

DSA Dental Stand Alone:
Bespaar op leidingen,
niet op uw apparatuur.

DSA behandelapparatuur is eenvoudig aan te sluiten, binnen twee uur te installeren, flexibel en onderhoudsvriendelijk. Volgens de CE norm produceren wij behandelunits die aan specifieke wensen van de klant voldoen. Vanuit de productie wordt direct aan de klant geleverd.

Stelt u zich een praktijk met meerdere behandelkamers voor. DSA behandelssystemen worden alleen op stroom aangesloten. Omdat de geruisloze compressor en afzuigmotor in het DSA systeem zijn geïntegreerd is leidingwerk overbodig geworden.

Daardoor, geen dure machinekamer, geen geluidsoverlast én geen kosten. Door de enorme besparing op leidingen bereikt u de maximale continuïteit van werken, complete uitval van de praktijk is uitgesloten. Daarbij komt nog dat de gebruikelijke kalk- en legionella problemen tot het verleden behoren.

Dental International
Voor een complete praktijk-
inrichting


De voordelen op een rijtje:

- geen kostbare leidingen
- geen dure machinekamer voor compressor en afzuigmotor
- grotere bedrijfszekerheid voor groepspraktijken
- binnen twee uur geïnstalleerd
- geschikt voor links- en rechtshandig gebruik
- beheersbaar spraywatersysteem
- lage onderhoudskosten
- geen legionella

Minimalistisch, ergonomisch
en 100% patiëntvriendelijk

DSA2500SL

Optioneel: snoerloze voetschakelaar
voor de DSA2500 unit





Stel uw ideale DSA behandelconcept samen:

- Keuze uit zes type behandelstoelen
- Operatielamp aan het plafond, wand, vloer of aan de stoel
- De verrijdbare afzuiger in 12 uur, links of rechts naast de stoel
- De verrijdbare DSA behandelunit, links of rechts naast de stoel geplaatst
- Verschillende verrijdbare instrumentenkasten
- Vaste instrumentenkast opstellingen

Hangkast ALP 325 biedt een praktische oplossing voor uw:

- Handschoenen
- Mondmaskers
- Bekertjes
- Towels
- Zeepdispencer

Dental International b.v.

Edisonbaan 13
3439 MN Nieuwegein
Postbus 358
3430 AJ Nieuwegein

Telefoon [030] 603 63 24
Fax [030] 605 25 43
E-mail: dental@dental.nl
Internet: www.dental.nl



Een compleet DSA behandelconcept voorzien van een verrijdbare DSA 2000L behandelunit, is al leverbaar vanaf € 19.500,-

incl. montagekosten,
excl. 19% BTW.
Leasebedrag € 450,- per maand.



DSA Dental Stand Alone



Verrijdbare- of vaste instrumentenkasten voor links- en rechtshandige opstellingen

De verrijdbare kastensets zijn voorzien van extra stopcontacten, de op het blad geparkeerde apparatuur kan daardoor blijven staan als de kasten worden verplaatst.

www.dental.nl



De nieuwe Alu-Space instrumentenkasten zijn tevens vrijstaand leverbaar, de bovenkasten zijn dan aan beide zijden te bevoorraden. De bovenbladen zijn naar keuze in glas of Corian.